



# APIWEB™

アピウェブ

API® & ID32 IDENTIFICATION DATABASES

菌名検索用アプリケーションアピウェブは、アピ®/ID32 シリーズの目視判定結果から、同定菌名を得るための専用システムです。1つのアカウントから全ストリップのデータにアクセス可能で、データベースは随時最新版にアップデートされています。1969年に販売を開始したアピ®/ID32 シリーズは、これからもデータベースの更新という形で進化し続けます。

PIONEERING DIAGNOSTICS




## USER FRIENDLY

- 日本語画面で簡単操作
- インターネットで24時間365日、いつでもどこからでもアクセス可能
- 各ストリップの色見本を掲載



- 測定原理や各ストリップに関する情報(テクニカルプロシャー)を提供



## HIGH PERFORMANCE

- アピウェブのアピ®/ID32の最新データベースは随時アップデートされ、約700菌種の細菌と酵母が同定可能
- 結果には同定菌名以外の多くの関連情報を表示
  - ・ 同定菌名: 以下の2つの数値に基づいて表示
    - ① ID% : 同定確率
    - ② T 値 : 典型的な生化学性状パターンとの一致度合いを示す指数
  - ・ 補足情報や追加試験内容など

## SECURITY

- 個別のアクセスコードを使用
- データを暗号化し、安全性・機密性を確保
- 随時メンテナンスを実施

品番	品名	備考
40011	アピウェブ	ライセンスナンバーシートの提供

### 製造販売元

バイオメリュー・ジャパン株式会社 産業事業本部

〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目17番7号 赤坂溜池タワー2F  
http://www.biomerieux.co.jp

営業関連のお問い合わせ Tel: 03 6731 9030 • Fax: 03 6834 2667  
学術的なお問い合わせ Tel: 0120 022 328

## BIOMÉRIEUX ID SOLUTION

バイオメリューによる同定検査へのソリューション

